



iSYMED

newssheet

Dial.Mon


Den Überblick behalten - mit Dialyse-Monitoring vom Spezialisten!

Aufgrund der stetig wachsenden medizinischen und technischen Möglichkeiten steigt das Datenaufkommen in Dialysezentren kontinuierlich. Ärzte und Pflegepersonal werden tagtäglich konfrontiert mit großen Informationsmengen aus Dialyseregimes, Einstellwerten, Laborwerten, Behandlungsdaten, Gerätedaten, Abrechnungsdaten und Qualitätsdaten. Da die Relevanz der Daten zum Teil erheblich ist - in Bezug auf gesundheitliche und auch finanzielle Folgen - wird eine geeignete Computerunterstützung immer wichtiger.

Das neue Monitoringsystem **Dial.Mon** gewährt diese Unterstützung, indem es Gerätedaten automatisch erfasst, auf geeignete Weise visualisiert und für die tägliche Routine wertvolle Hilfsfunktionen bietet.

Dial.Mon ist unabhängig von Geräteherstellern.

Dial.Mon ist das Monitoringsystem vom führenden Hersteller und besitzt eine direkte Ankopplung an externe Datenbank wie z.B. **Dialyse-Manager** oder **NEPHRO7**.





iSYMED

newsheet

Dial.Mon:

Innovationen, die Maßstäbe setzen.

| Patient | Checkliste | Gewicht vorher | UF | Dialyseregime | Download | Behandlungsfortschritt | Vitalparameter | Status |
|----------------------------|------------|----------------|----|---------------|----------|------------------------|----------------|--------|
| Simpson Marge (12.03.1947) | | 59,6 | | | | 100% | | |
| Cool Cristina (17.01.1931) | | 54,5 | | | | 96% | | |
| Test Willi (28.02.1952) | | 91,4 | | | | 42% | | |

- ☐ **Sitzung**
 - ☐ Checkliste
 - ☐ Stammdaten
 - ☐ Medikamente
 - ☐ Vitalparameter
 - ☐ Labordaten
 - ☐ Berichte
 - ☐ Nachrichtenaustausch
 - ☐ Patientenfragen
 - ☐ Verbrauchsmaterialien
 - ☐ Protokollaudrucke
 - ☐ Änderungsprotokoll
- ☐ **Behandlung**
 - ☐ Gewichtsdaten
 - ☐ UF Einstellungen
 - ☐ Dialyseregime
 - ☐ Gerät Einstellungen
 - ☐ Gerät Status
 - ☐ Gerät Messwerte
 - ☐ Trenddarstellung

- ☑ **Test Willi, 28.02.1952**
- ☑ **Cool Cristina, 17.01.1931**
- ☑ **Simpson Marge, 12.03.1947**

- Die neuartige Bedienphilosophie gewährt einen optimalen Überblick über das Geschehen auf Ihrer Dialysestation. Intelligente 'MedIcons' zeigen Zustände graphisch und leicht verständlich an.
- **Dial.Mon** unterstützt den Workflow von Dialysestationen durch geeignete Anpassbarkeit der Oberfläche.
- Echte Thin-Client-Technologie mit eigenem Browser reduziert die 'Total cost of ownership' und garantiert eine sichere Datenhaltung.
- iSYMED-Netzwerkknoten erlauben die Anbindung von Patientenwaagen, Dialysegeräten, Blutdruckmessgeräten und Analysegeräten. Keine Sonder-, sondern Standard-Computer-verkabelung.
- **Dial.Mon** bietet eine direkte Integration mit **Dial.Man** und kann direkt auf Dialyseregime-Daten, Dokumentation, Abrechnungsfunktionen und Qualitätsdaten von **Dial.Man** zugreifen.
- Hilfsfunktionen für UF-Management und Online-Kt/V dienen der Qualitätssicherung.
- Übertragung von Einstellwerten, Messages und Medikationsvorschriften zu Dialysegeräten erleichtern die Routine.

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie **Dial.Mon** live erleben wollen.
Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der geeigneten Hardwarestruktur und der Stationsplanung.